

VisioBook

- Extremt lätt, och Hopfällbar närkamera med både sminkläge och avståndskamera. Batteridrift 4 timmar för flexibel användning.
- Fullfärg HD 1080 autofokus.
- Förstoring 1,8X– 30X.
- Bildskärm 12,5”.
- 14 olika artificiella färger kan väljas.
- Vikt 3,6 Kg.
- Storlek 400x310x480 mm (340x310x54mm Hopfälld).



Alla reglage placerade under skärmen



Avståndskamera



Sminkspegel

VisioBook



Enkel att fälla ihop och förvara



Axelremsväska ingår

Bildskärmen justeras till önskad höjd och vinkel

Art Nr	Benämning	Pris
1-6890	VisioBook	32000:-
1-6890-02	Väska	450:-
1-6890-06	Putsduk	32:-
1-2062	Läsbord	2950:-