

# PRODUKTBLAD

## ONYX HD - Finns med 20, 22 och 24 tums bildskärm

ONYX HD är ett portabelt kamerasystem som används som både när och avståndskamera.

Finns med 20, 22 och 24 tums bildskärm

Lätt att flytta- lossa nätanslutning, vrid in kameran bakom bildskärmen och lyft i bärhandtaget.

Kameran fungerar som både när och avståndskamera. Trådlös handkontroll för Zoom och övriga inställningar av bilden. Sökfunktion, en knapptryckning Zoomar snabbt till översikt med visuellt sökkors, och återgår sedan till vald förstoring. Trådlös handkontroll med funktioner som:

Fullfärg autofokus, Högkontrast 33 olika färgkombinationer, Sökfunktion, "Frys bild", Spegelvändning, Låsbar fokus, Referenslinje och kulisser.

Väska på hjul med infällbart handtag ingår till 20" och 22".

Fri arbetshöjd under kamera: 41,6 cm.

ONYX HD 20 - 20" wideskärm – pris 21 500 kr exkl moms

Förstoring: 1.4x - 106x      6.2 Kg

Artikelnummer: 1-3198

ONYX HD 22      22" wideskärm – pris 23 500 kr exkl moms

Förstoring: 1.5x - 118x      6.7 Kg

Artikelnummer: 1-3198

ONYX HD 24      24" wideskärm – pris 27 250 kr exkl moms

Förstoring: 1.7x - 131x      7.3 Kg

Artikelnummer: 1-3198

**Ring för pris!**

**Artikelnummer: 1-3190**

EAN-kod: 7340139400047

