

# PRODUKTBLAD

## ONYX HD 20

ONYX HD 20 är ett portabelt kamerasystem som används som både när och avståndskamera.

Lätt att flytta- lossa nätanslutning, vrid in kameran bakom bildskärmen och lyft i bärhandtaget.

Kameran fungerar som både när och avståndskamera. Trådlös handkontroll för Zoom och övriga inställningar av bilden. Sökfunktion, en knapptryckning Zoomar snabbt till översikt med visuellt sökkors, och återgår sedan till vald förstoring. Trådlös handkontroll med funktioner som:

Fullfärg autofokus.

Högkontrast 33 olika färgkombinationer.

Sökfunktion, "Frys bild", Spegelvändning, Låsbar fokus.

Referenslinje och kulisser.

Väska på hjul med infällbart handtag ingår till 20" och 22".

Fri arbetshöjd under kamera: 41,6 cm.

ONYX HD 20 - 20" wideskärm

Förstoring: 1.4x - 106x     6.2 Kg

Pris: **21 500 kr**

exkl. moms (26 875:- inkl moms)

Artikelnummer: 1-3190

EAN-kod: 7340139400047

