

PRODUKTBLAD

Looky 5 HD touch

En ny och trendsättande Läs-TV med en utmärkt bildkvalitet på HD-nivå

- 5 " touch screen
- Förstoring 2x – 20x med autofokus
- Steglös förstoring
- Vinklad och mittplacerad kamera ger en naturlig och optimal ergonomi för användaren
- Den frysta bilden går att scrolla
- Fungerar både som bordsmodell och som handhållen
- Går att ansluta till TV (composite video) eller dataskärm via HDMI
- Uppladdningsbart batteri i handtaget
- Batteriet kan användas 3 tim efter full uppladdning

Pris: **7 960 kr**

exkl. moms (9 950:- inkl moms)

Artikelnummer: 1-4500

