

# PRODUKTBLAD

## Looky 5 HD Touch

En ny och trendsättande Läs-TV med en utmärkt bildkvalitet på HD-nivå  
5 " bildskärm

Förstoring 2x – 20x med autofokus

Steglös förstoring

Vinklad och mittplacerad kamera ger en naturlig och optimal ergonomi för användaren

Den frysta bilden går att scrolla

Fungerar både som bordsmodell och som handhållen

Går att ansluta till TV (composite video) eller dataskärm via HDMI

Uppladdningsbart batteri i handtaget

Batteritid 3 tim (5 tim uppladdningstid)

Vikt 300 gram

Storlek 130 x 82 x 45 mm

Pris: **7 960 kr**

exkl. moms (9 950:- inkl moms)

Artikelnummer: 1-4500

