

PRODUKTBLAD

Rehan Acuity Speech 22"

Läs-TV med Full HD och uppläsning.

Touchskärm med många anpassningsmöjligheter och enkel hantering. taktila navigeringsramar medföljer. Som tillbehör finns även fjärrkontroll som alternativ till touch panelen.

Har följande funktioner:

- Autofocus kamera.
- Färg, högkontrast och artificiella färger.
- Referens och Kulisser.
- OCR tolkning av A4 dokument.
- Uppläsning av helt dokument, kolumner eller zoner.
- A3 x/y bord med bromsar.

Teknisk data:

Kamera: Autofocus 1080P.

Bildskärm: 22" Touch LED 1920x1080P.

Förstoring: 2.2-65X (1X vid skanning).

Storlek: 48x48x65 cm (Skärmen i högsta läge).

Vikt: 17 Kg.

Pris: **38 000 kr**

exkl. moms (47 500:- inkl moms)

Artikelnummer: 1-4500

