

# PRODUKTBLAD

## Looky 10 HD

Looky 10 HD är det senaste tillskottet i den omtyckta Looky familjen av handhållna läskameror.

En 10,1 tum läskamera med kristallklara full-HD(1080p) bilder.

- Uppfällbart stativ för optimal läsvinkel
- Livé panorering
- Avståndsläge
- Spegelläge

### Specifikationer

Display 10,1 tum IPS-skärm

Kamera 12MP, autofokus, 1080p Full HD upplösning

Förstoring 2,5x – 18x

Färgläge och 18 hög kontrastlägen

När, avstånd och spegelfunktion

Live panoreringsläge, zooma bilderna utan flytta kamera

Möjlighet att ansluta till TV eller större bildskärm

Taktila och tydliga kontroller

Batteri 3 timmars kontinuerlig användning; 5 tim laddning

Frysbild med förflyttning, zoomning och spara möjligheter

Kan spara upp till 18 bilder

Storlek 245 x 200 x 22mm

Vikt 680 g (inkl batteri)

Videoutgång HDMI

Certifisering CE, FCC, RoHS



Pris: **12 000 kr**

exkl. moms (15 000:- inkl moms)

Artikelnummer: 1-4560