

PRODUKTBLAD

Fickljuslupp mobiluxLED 8D 3x 90x54 mm

mobiluxLED 8D 3x 90x54 mm

Batterier är lätta att byta som batteriluckan är lätt att öppna och kontaktfjädrar visar tydligt den batteriläge.

- Förbättrad komfort tack vare ögla för snodd.
- Den mest lämpliga färgtemperatur och ljusintensitet kan väljas genom att fästa ett av de tre filtren som levereras.
- LED-ljus kräver inte förändras. LED ljus som används av Eschenbach Optik har en livslängd på ca.. 50.000 timmar.
- Batteriets livslängd är upp till 10 x längre i jämförelse med en konventionell ljus.
- Ljus och jämn belysning som tillhandahålls av SMD LED och kollimationsoptik .
- Definieras fokuseringsavstånd : i fallet med alla asfäriskluppar och läsa förstoringsglas från Eschenbach Optik fokuseringsavstånd (aE: avståndet från ögat till det virtuella bild) är exakt 400 mm. Bilden kan därför varasyns tydligt med läsarna som har en tillsats av 2,5 dpt.

Lämpliga att läsa liten text, t.ex. i en telefonkatalog eller på prislappar. Enkel att använda - stora, lätt att använda strömbrytare och ögla för snodd.

Finns filter för att få 3 olika färger

Batterierna är lätt att byta.

En omvandlaren styr spänningen för konstant ljus belysning över hela livstiden för batteriet.

Det följer med ett skyddsfodral till förstoringsglasets.

Pris: **640 kr**

exkl. moms (800:- inkl moms)

Artikelnummer: 6-315122

